





Уход
за пациентом

Гигиена при недержании

Применение впитывающей одноразовой продукции в лечебных учреждениях при уходе за больными, страдающими недержанием, является важным моментом в рамках общей терапии.

Недержание мочи может иметь различную этиологию. Выделяют четыре степени недержания мочи: легкую – при выделении мочи менее 100 мл за 4 часа; среднюю – при выделении мочи от 100 до 200 мл за 4 часа; тяжелую – при выделении мочи от 200 до 300 мл за 4 часа; очень тяжелую – при выделении мочи более 300 мл за 4 часа. Молисистема – современные технологии гигиенического ухода за пациентом от немецкой медицинской компании HARTMANN – эксперта мирового уровня в области ухода за тяжелобольными пациентами. В ассортимент входят урологические прокладки, подгузники для взрослых, впитывающие пеленки. Данная продукция позволяет сэкономить время и усилия медицинского персонала при уходе за больными, повышает качество жизни пациента и микроклимат в стационаре.

В нашей стране проведен клинико-экономический анализ эффективности использования подгузников **MoliCare® Premium extra soft** для профилактики развития дерматита и пролежней у неподвижных больных с недержанием мочи [1]. Показано, что применение специально обученным персоналом качественных абсорбентов (подгузники, прокладки, впитывающие трусы) в комбинации со средствами по уходу за кожей у пациентов с недержанием мочи способствует снижению частоты возникновения контактного дерматита и пролежней в 10 раз. Затраты лечебно-профилактических учреждений на профилактику и лечение контактного дерматита и пролежней у одного неподвижного больного с недержанием мочи без применения абсорбентов и средств по уходу существенно (на 41%) выше, чем с их применением, так как увеличивается количество процедур сестринского ухода: приготовление и смена постельного и нательного белья, уход за промежностью проводятся каждые 2 часа при перемещении больного в постели, или 12 раз в сутки, в то время как использование качественных абсорбентов и средств ухода за кожей позволяет сократить частоту проведения гигиенических процедур до 4 раз в сутки.

[1]. Воробьев П.А., Краснова Л.С., Шустов А.Г., Смола Х., Фарафонова А.Ю. Клинико-экономический анализ эффективности использования подгузников MoliCare® Premium extra soft (Моликар Премиум экстра софт) для профилактики развития дерматита и пролежней у неподвижных больных с недержанием мочи.*

Уход за кожей

Уникальная косметическая серия **Menalind® professional** – это комплексный профессиональный подход в решении проблемы сухой раздраженной кожи и кожи пациентов, страдающих недержанием. Кроме того, специальные средства косметической серии **Menalind® professional** предназначены для профилактики пролежней у больных, находящихся на длительном постельном режиме. Процесс ухода за кожей включает три этапа: очищение, защиту, увлажнение и питание. В состав профессиональных косметических средств по уходу за кожей **Menalind® professional** входит питательный защитный комплекс **Nutriskin**, состоящий из ненасыщенных жирных кислот, миндального масла, комплекса аминокислот и креатина, а также витамин Е. Специально разработанная формула **Menalind® professional** не ухудшает впитываемость абсорбирующих изделий при недержании и содержит ароматизатор в комбинации с нейтрализатором запаха. Полный список ингредиентов указан на упаковке каждого средства.

Вся продукция HARTMANN дерматологически протестирована и не содержит парабенов.

Гигиена пациентов и персонала

Профессиональный уход требует не только применения специальных средств, но и соблюдения санитарно-эпидемиологических норм.

Ассортимент **Vala®** – современная одноразовая продукция для гигиены пациентов и персонала, которая при последовательном применении в лечебных учреждениях способствует эффективной гигиене. Ежедневное использование продукции HARTMANN обеспечивает более экономичное лечение пациентов, облегчает и делает более комфортным труд тех, кто ухаживает за своими близкими и пациентами, а также повышает качество жизни и способствует хорошему самочувствию людей с недержанием и лежачих пациентов.

* Пролежни. Экономика и профилактика. Под ред. Воробьева П.А., Красновой Л.С. – М.: Ньюдиамед, 2012. – С. 34–99.

Комплексная профилактика раздражений кожи, опрелостей и пролежней с помощью подгузников Моликар, средств ухода за кожей Меналинд профэшнл, пеленок МолиНеа

Алгоритм подбора подгузников

Как часто меняют подгузник?

Чаще 1 раза в 4 часа



Моликар Премиум ЭКСТРА софт

Реже 1 раза в 4 часа



Моликар Премиум СУПЕР софт

При каждой смене подгузника рекомендуется использовать пеленку МолиНеа для сохранения чистоты белья.

Экономичность использования Меналинд профэшнл



Menalind® professional / Меналинд профэшнл

Комплексная трехэтапная система ухода за кожей, содержит три линии: очищение, защиту, увлажнение и питание. Особенностью Меналинд профэшнл является сбалансированный, подходящий для кожи pH и специально подобранный ингредиентный состав: защитный питательный комплекс Nutriskin, увлажняющие пантенол и карбамид, стимулирующий креатин и миндальное масло – богатый источник натуральных липидов. Меналинд профэшнл не содержит парабенов и не ухудшает впитываемость подгузников.

Средство Menalind® professional	Форма выпуска, мл	Средний расход в неделю, мл	Средний срок использования упаковки, недели
Очищающая пена	400	100	4
Лосьон моющий (разведение в воде)	500 250	160	3 1,5
Влажные салфетки	50 шт.	63 шт.	0,8
Шампунь	500	100	5
Защитный крем с оксидом цинка	200	30	6
Защитная пена (протектор) для кожи	100	30	3
Тонизирующий гель	200	50	4
Масло для ухода за кожей	500	100	5
Лосьон для тела	500	100	5
Крем для рук	200	10	20

Вспомогательный ассортимент для ухода за пациентами представлен следующей гигиенической продукцией Vala®: защитные нагрудники, одноразовые ламинированные изнутри рукавички, одноразовые одеяла и подушки, полотенца, фартуки и салфетки; и Pagavit®: палочки с большой ватной головкой, пропитанные глицерином и лимонной кислотой, для ухода за полостью рта.

МолиМед

Урологические прокладки для женщин



Применение

Легкие расстройства мочеиспускания у женщин, ведущих активный образ жизни. Недержание мочи легкой и средней степени. До и после родов. В период пре- и постменопаузы.

Характеристики

Урологические прокладки анатомической формы с верхним слоем из мягкого нетканого материала, обеспечивающего комфорт при использовании. Верхний слой прокладки оказывает антимикробное действие* и создает благоприятную для кожи среду. Трехслойная впитывающая подушка с суперабсорбентом отлично удерживает жидкость и нейтрализует запах. Прокладки прошли дерматологическое тестирование и подходят для длительного применения. Широкая клеящая полоска надежно фиксирует прокладку к белью. Серия прокладок МолиМед Премиум разработана в сотрудничестве с потребителями. МолиМед Классик выпускаются в экономичной упаковке 28 шт. Применяются при легкой и средней степени недержания мочи.**

Артикул	Наименование	Единица расчета	Штук в упаковке	Трансп. единица
МолиМед Премиум				
168 131 1	ультра микро (ultra micro)	упаковка	28	8
168 132 9	микро лайт (micro light)	упаковка	14	12
168 624 9	микро (micro)	упаковка	14	24
168 087 1	мини (mini)	упаковка	14	18
168 187 1	миди (midi)	упаковка	14	12
168 287 1	макси (maxi)	упаковка	14	12
МолиМед Классик				
168 387 1	мини (mini)	упаковка	28	12
168 487 1	миди (midi)	упаковка	28	6
168 587 0	макси (maxi)	упаковка	28	6

MoliMed® Premium for men / МолиМед Премиум для мужчин

Урологические вкладыши для мужчин



Применение

Легкие расстройства мочеиспускания у мужчин, вызванные различными нарушениями. Состояние после операций на предстательной железе и других оперативных вмешательствах.

Характеристики

Урологические вкладыши для мужчин анатомической формы с верхним слоем из мягкого нетканого материала, обеспечивающего комфорт при использовании. Верхний слой вкладыша оказывает антимикробное действие* и создает благоприятную для кожи среду. Трехслойная впитывающая подушка с суперабсорбентом отлично удерживает жидкость и нейтрализует запах. Вкладыши прошли дерматологическое тестирование и подходят для длительного применения. Прочно фиксируются к белью. Применяются при легкой и средней степени недержания мочи.**

Артикул	Наименование	Единица расчета	Штук в упаковке	Трансп. единица
168 600 7	актив (active)	упаковка	14	12
168 705 7	протект (protect)	упаковка	14	12

* Здоровье кожи и недержание мочи / Х. Смола, Л. Серажудинова, Н. Исаева, Е. Колесникова, Й. Эйлерс, А. Эберт, Р. Кесельмайер, А. Фарафонова // Заместитель главного врача. – 2014. – № 4.

** При легкой степени недержания выделяется до 100 мл мочи за 4 часа, при средней – 100–200 мл мочи за 4 часа. Для сравнения: средний объем мочеиспускания 150–250 мл.

MoliForm® Premium / МолиФорм Премиум

Анатомические прокладки



Применение

Рекомендуются при средней и тяжелой степени недержания.* Подходят и для подвижных людей, и для лежачих больных. Универсальны для мужчин и женщин. Экономичная альтернатива подгузникам.

Характеристики

Прокладки анатомической формы изготовлены из экологически чистого сырья, дерматологически протестированы, предотвращают появление возможных раздражений кожи. Трехслойная впитывающая подушка способствует надежной защите от протекания. Индикатор наполнения по центру внешнего наружного слоя прокладки указывает на необходимость смены прокладки – синие полосы индикатора исчезают полностью при максимальном наполнении прокладки. Благоприятны для кожи, поддерживают нейтральный для кожи фактор pH 5,5. Обладают антимикробным действием.** Фиксируются с помощью штанишек MoliPants®.

Артикул	Наименование	Размеры	Единица расчета	Штук в упаковке	Трансп. единица
168 091 1	нормал (normal)	средняя / 1350 мл	упаковка	30	4
168 219 1	плюс (plus)	выше средней / 1600 мл	упаковка	30	4
168 319 1	экстра (extra)	высокая / 2300 мл	упаковка	30	4
168 719 1	макси (maxi)	очень высокая / 2450 мл	упаковка	30	4
168 919 1	супер (super)	максимальная / 2700 мл	упаковка	30	4

Samu® steril / Саму (стерильно)

Прокладки (повязки с впитывающей прокладкой) для ухода за женщинами после родовспоможения и гинекологических операций



Применение

Используются в послеродовом периоде и после гинекологических операций, как профилактика урогенитальной инфекции. Отсутствие суперабсорбента позволяет быстро диагностировать объем и характер выделений.

Характеристика

Впитывающая подушечка из мягкой распушенной целлюлозы с высокой сорбционной способностью.

Артикул	Единица расчета	Штук в упаковке	Трансп. единица
716 416 2 / 3	упаковка	10	25

Стерильно.



* При легкой степени недержания выделяется до 100 мл мочи за 4 часа, при средней – 100–200 мл мочи за 4 часа, при тяжелой – 200–300 мл за 4 часа. Для сравнения: средний объем мочеиспускания 150–250 мл.

** Здоровье кожи и недержание мочи / Х. Смола, Л. Серажутдинова, Н. Исаева, Е. Колесникова, Й. Эйлерс, А. Эберт, Р. Кесельмайер, А. Фарафонова // Заместитель главного врача. – 2014. – № 4.

MoliPants® Comfort / МолиПанц Комфорт

Сетчатые штанишки для фиксации прокладок
МолиМед, МолиФорм, Саму



Применение

Для фиксации прокладок **MoliMed® / МолиМед, MoliForm® / МолиФорм, Samu® / Саму**.

Характеристика

Эластичные сетчатые штанишки для фиксации прокладок **MoliMed®**, **MoliForm®**, **Samu®** и других. Легкие, мягкие, воздухопроницаемые, сделаны из особо прочного материала и плотно облегают тело. Много-разовые. Ручная или машинная стирка при температуре не выше 60 °С. Рекомендуется постирать перед первым использованием.

Состав **MoliPants® Comfort**:
85% полиэстер, 15% эластан.

Состав **MoliPants® Economy**:
91% полиэстер, 9% эластан.

Артикул	Размер	Окружность талии / бедер, см	Единица расчета	Штук в упаковке	Трансп. единица
Economy					
947 730 3	M	60–100	упаковка	100	4
Comfort					
947 712 5	M	60–100	упаковка	25	12
947 713 5	L	80–120	упаковка	25	12
947 714 5	XL	100–160	упаковка	25	12
947 783 0	M	60–100	упаковка	1	240
947 784 0	L	80–120	упаковка	1	240
947 785 0	XL	100–160	упаковка	1	240

MoliPants® soft / МолиПанц софт

Удлиненные штанишки для фиксации прокладок
МолиМед, МолиФорм, Саму



Применение

Для фиксации прокладок **MoliMed® / МолиМед, MoliForm® / МолиФорм, Samu® / Саму**.

Характеристики

Удлиненные эластичные штанишки для фиксации прокладок **MoliMed®**, **MoliForm®**, **Samu®**. Легкие, мягкие, из благоприятного для кожи воздухопроницаемого материала, плотно облегают тело. Много-разовые. Ручная или машинная стирка при температуре не выше 60 °С.

Состав:

95% полиэстер, 3% эластан, 2% нейлон.

Артикул	Размер	Окружность талии / бедер, см	Единица расчета	Штук в упаковке	Трансп. единица
947 790 2	S	40–80	упаковка	25	8
947 791 2	M	60–100	упаковка	25	8
947 792 2	L	80–120	упаковка	25	8
947 793 2	XL	100–160	упаковка	25	8
947 794 2	XXL	140–180	упаковка	25	8
947 795 4	S	40–80	упаковка	5	60
947 796 2	M	60–100	упаковка	5	40
947 797 2	L	80–120	упаковка	5	40
947 798 2	XL	100–160	упаковка	5	40
947 799 2	XXL	140–180	упаковка	5	40
809 400 0	M	60–100	упаковка	1	100
809 401 0	L	80–120	упаковка	1	100
809 402 0	XL	100–160	упаковка	1	100

Гигиена при недержании

Уход за пациентом

MoliCare® Premium extra soft / Моликар Премиум экстра софт

Воздухопроницаемые подгузники высокой степени впитываемости для взрослых и подростков



Применение

Воздухопроницаемые (дышащие) подгузники нового поколения с внешним слоем из нетканого материала для взрослых и подростков, страдающих недержанием средней и тяжелой степени.

Характеристики

Подгузники нового поколения с внешним слоем из нетканого материала, не пропускающего влагу. Воздухопроницаемые боковые части, впитывающая трехслойная подушка анатомической формы. При правильном применении защищают от протекания. Много-разовые самоклеющиеся застежки-липучки по системе крючков и петель. Индикатор наполнения по центру внешнего наружного слоя подгузника указывает на необходимость смены подгузника – синие полосы индикатора исчезают полностью при максимальном наполнении подгузника. Благоприятны для кожи, поддерживают нейтральный для кожи фактор pH 5,5. Обладают антимикробным действием.* Правильный подбор, надевание и своевременная смена подгузника **MoliCare® Premium soft** способствуют надежной защите от протекания.

Опрелости – еще одна проблема, часто возникающая у лежачих больных и при недержании. Избежать опрелостей помогут воздухопроницаемые боковые стороны подгузников для взрослых и подростков **MoliCare® Premium soft**.

Рекомендуемый режим применения подгузников: 3 подгузника **MoliCare® Premium extra soft** на день и 2 подгузника **MoliCare® Premium super soft** на ночь с проводимой при каждой смене подгузника бережной гигиенической процедурой с использованием профессиональных средств **Menalind® professional** (Меналинд профэшнл) и гипоаллергенных, отбеленных без хлора пеленок **MoliNea®** (МолиНеа).

Артикул	Размер	Окружность талии / бедер, см	Единица расчета	Штук в упаковке	Трансп. единица
169 248 1	XS	40–60	упаковка	30	4
169 448 1	S	60–90	упаковка	30	3
169 648 1	M	90–120	упаковка	30	3
169 848 1	L	120–150	упаковка	30	3
169 948 1	XL	150–175	упаковка	14	4
169 498 1	S	60–90	упаковка	10	6
169 098 1	M	90–120	упаковка	10	6
169 198 1	L	120–150	упаковка	10	6
169 273 1	M	90–120	упаковка	2	60
169 373 1	L	120–150	упаковка	2	60

* Верхний слой впитывающей подушки подгузников Моликар содержит специальный вид целлюлозы с кислой реакцией, помогающей предотвратить рост патогенных бактерий в непосредственной близости от кожи. Это свойство подтверждено исследованием *in vitro*, проведенным компанией PAUL HARTMANN в Санкт-Петербурге в 2012 г.**

** Биологически активные материалы в составе подгузника: специальный тип целлюлозы с кислой реакцией ингибирует рост патогенных бактерий / Х. Смола, Л. Серажудинова, Н. Исаева, Е. Колесникова, Й. Эйлерс, А. Эберт, Р. Кессельмайер, А. Фарафонова // Клиническая геронтология. – 2013. – Т. 19. – № 9–10. – С. 79, 94–95.

MoliCare® Premium super soft / Моликар Премиум супер софт

Воздухопроницаемые подгузники высокой степени впитываемости для взрослых и подростков



Применение

Воздухопроницаемые (дышащие) подгузники нового поколения с внешним слоем из нетканого материала для взрослых и подростков, страдающих недержанием тяжелой и очень тяжелой степени.

Характеристики

Подгузники нового поколения с внешним слоем из нетканого материала, не пропускающего влагу. Специально разработаны для людей с тяжелой и очень тяжелой степенью недержания. Подходят для использования в качестве подгузника на ночь. Воздухопроницаемые боковые части, впитывающая трехслойная подушка анатомической формы. При правильном применении защищают от протекания. Многоразовые самоклеящиеся застежки-липучки по системе крючков и петель. Индикатор наполнения по центру внешнего наружного слоя подгузника указывает на необходимость смены подгузника – синие полоски индикатора исчезают полностью при максимальном наполнении подгузника. Благоприятны для кожи, поддерживают нейтральный для кожи фактор pH 5,5. Обладают антимикробным действием.* Правильный подбор, надевание и своевременная смена подгузника Моликар Премиум софт способствуют защите от протекания.

Опрелости еще одна проблема, часто возникающая у лежачих больных и при недержании. Избежать опрелостей помогут воздухопроницаемые боковые стороны подгузников для взрослых и подростков Моликар Премиум софт.

Рекомендуемый режим применения подгузников: 3 подгузника Моликар Премиум экстра софт на день и 2 подгузника Моликар Премиум супер софт на ночь с проводимой при каждой смене подгузника бережной гигиенической процедурой с использованием профессиональных средств **Menalind® professional** (Меналинд профэшнл) и гипоаллергенных, отбеленных без хлора пеленок **MoliNea®** (МолиНеа).

Артикул	Размер	Окружность талии / бедер, см	Единица расчета	Штук в упаковке	Трансп. единица
169 450 1	S	60–90	упаковка	30	3
169 650 1	M	90–120	упаковка	30	3
169 850 1	L	120–150	упаковка	30	3
169 950 1	XL	150–175	упаковка	14	4
169 698 1	S	60–90	упаковка	10	6
169 298 1	M	90–120	упаковка	10	6
169 398 1	L	120–150	упаковка	10	6
169 275 1	M	90–120	упаковка	2	50
169 375 1	L	120–150	упаковка	2	50

* Верхний слой впитывающей подушки подгузников Моликар содержит специальный вид целлюлозы с кислой реакцией, помогающей предотвратить рост патогенных бактерий в непосредственной близости от кожи. Это свойство подтверждено исследованием *in vitro*, проведенным компанией PAUL HARTMANN в Санкт-Петербурге в 2012 г.**

** Биологически активные материалы в составе подгузника: специальный тип целлюлозы с кислой реакцией ингибирует рост патогенных бактерий / Х. Смола, Л. Серажуддинова, Н. Исаева, Е. Колесникова, Й. Эйлерс, А. Эберт, Р. Кессельмайер, А. Фарафонова // Клиническая геронтология. – 2013. – Т. 19. – № 9–10. – С. 79, 94–95.

MoliCare® Mobile / Моликар Мобайл

Впитывающие трусы при средней, тяжелой и очень тяжелой степени недержания



Применение

Используются при средней и тяжелой степени недержания у подвижных пациентов.

Характеристики

Новое поколение специальных впитывающих трусов при недержании с инновационными свойствами для подвижных пациентов. Хорошо прилегают к телу за счет повышения эластичности абсорбирующего изделия в области ног, бедер и талии. Незаметны под одеждой. Усовершенствованные боковые бортики способствуют дополнительной защите от протекания. Индикатор влагонасыщения гарантирует контроль для своевременной замены. Мягкий дышащий материал обеспечивает свободную циркуляцию воздуха. Трехслойная впитывающая подушка способствует защите от протекания. Верхний проводящий слой на основе закрученной целлюлозы оказывает антимикробное действие* и поддерживает благоприятный для кожи фактор pH 5,5, предупреждая возможные раздражения кожи. Впитывающая подушка благодаря действию суперабсорбента превращает жидкость в гель и действует как магнит, прочно удерживая жидкость и запах внутри. Дерматологически протестированы, подходят для людей с чувствительной кожей.

Артикул	Размер	Окружность талии / бедер, см	Единица расчета	Штук в упаковке	Трансп. единица
MoliCare® Mobile					
915 831 0	S	60–80	упаковка	14	4
915 832 0	M	80–120	упаковка	14	4
915 833 0	L	100–150	упаковка	14	4
915 834 0	XL	130–170	упаковка	14	4
MoliCare® Mobile super					
915 871 0	S	60–80	упаковка	14	4
915 872 0	M	80–120	упаковка	14	4
915 873 0	L	100–150	упаковка	14	4
915 874 0	XL	130–170	упаковка	14	4

* Здоровье кожи и недержание мочи: противомикробные свойства подгузников, имеющих в своем составе волокна закрученной целлюлозы / Х. Смола, Л. Серажудинова, А. Фарафонова, Р. Кессельмайер, А. Эберт, Дж. Айлерс // Заместитель главного врача. – 2014. – № 4. – С. 64–67.

МолиНеа нормал

Одноразовые гипоаллергенные впитывающие пеленки из распушенной целлюлозы средней впитываемости



Применение

Используются для дополнительной защиты постельного белья и других поверхностей.

Характеристики

Верхний слой пеленки изготовлен из нетканого материала. Внутренний слой из распушенной целлюлозы, отбеленной без хлора, равномерно впитывает и распределяет жидкость. Внешний слой из водонепроницаемой нескользящей пленки.

Артикул	Типоразмер, см	Единица расчета	Штук в упаковке	Трансп. единица
161 230 0	40 X 60	пакет	30	6
161 330 0	60 X 60	пакет	30	4
161 530 0	60 X 90	пакет	30	4

МолиНеа плюс

Одноразовые впитывающие пеленки из распушенной целлюлозы выше средней впитываемости



Применение

Используются для дополнительной защиты постельного белья и других поверхностей.

Характеристики

Верхний слой пеленки изготовлен из нетканого материала. Внутренний слой из распушенной целлюлозы, отбеленной без хлора, равномерно впитывает и распределяет жидкость. Внешний слой из водонепроницаемой нескользящей пленки.

Артикул	Типоразмер, см	Единица расчета	Штук в упаковке	Трансп. единица
161 140 0	40 x 60	короб	150	1
161 410 0	60 x 60	короб	100	1
161 630 0	60 x 90	короб	100	1
161 824 0	90 x 180	пакет	20	4

Одноразовые впитывающие пеленки

Уход
за пациентом

МолиНеа

Одноразовые впитывающие пеленки из распушенной целлюлозы высокой впитываемости



Применение

Используются для дополнительной защиты постельного белья и других поверхностей.

Характеристики

Верхний слой пеленки изготовлен из нетканого материала. Внутренний слой из распушенной целлюлозы, отбеленной без хлора, равномерно впитывает и распределяет жидкость. Внешний слой из водонепроницаемой нескользящей пленки.

Артикул	Типоразмер, см	Единица расчета	Штук в упаковке	Трансп. единица
161 012 0	40 x 60	короб	150	1
161 013 0	60 x 60	короб	100	1
161 014 0	60 x 90	короб	100	1
161 015 0	90 x 180	пакет	20	4
898 904 1	60 x 60	пакет	10	10
809 430 1	60 x 90	пакет	10	10

МолиНеа супер

Одноразовые впитывающие пеленки из распушенной целлюлозы очень высокой впитываемости



Применение

Используются для дополнительной защиты постельного белья и других поверхностей.

Характеристики

Верхний слой пеленки изготовлен из нетканого материала. Внутренний слой из распушенной целлюлозы, отбеленной без хлора, равномерно впитывает и распределяет жидкость. Внешний слой из водонепроницаемой нескользящей пленки.

Артикул	Типоразмер, см	Единица расчета	Штук в упаковке	Трансп. единица
163 100 8	40 x 60	короб	100	1
163 300 8	60 x 60	короб	100	1
163 610 0	60 x 90	короб	50	1

МолиНеа плюс D

Одноразовые впитывающие пеленки из распушенной целлюлозы максимальной впитываемости



Применение

Используются для дополнительной защиты постельного белья и других поверхностей.

Характеристики

Максимальная степень впитываемости. Верхний слой пеленки изготовлен из нетканого материала. Внутренний слой из распушенной целлюлозы, отбеленной без хлора, равномерно впитывает и распределяет жидкость. Внешний слой из водонепроницаемой нескользящей пленки.

Артикул	Типоразмер, см	Единица расчета	Штук в упаковке	Трансп. единица
163 011 0	60 x 60	короб	100	1
163 620 0	60 x 90	короб	50	1
163 901 1	60 x 60	пакет	5	20
809 448 1	60 x 90	пакет	5	10

Menalind® professional / МЕНАЛИНД профэшнл

Влажные гигиенические салфетки



Применение

Используются для бережного очищения кожи. 2-4 салфетки на одну процедуру. При проведении интимной гигиены используется только свежая салфетка.

Характеристики

Мягкие очищающие салфетки из нетканого материала, применяются без воды и мыла. Не содержат спирта. Нейтральный для кожи фактор pH. Содержат экстракт ромашки, оказывающий противовоспалительное и антисептическое действие. Бережно очищают и увлажняют кожу, снимают раздражение кожи и воспаление. Могут использоваться так часто, как это необходимо.

Артикул	Размер, см	Единица расчета	Штук в упаковке	Трансп. единица
995 038 2	20 x 30	упаковка	50	12
995 138 1	14 x 20	упаковка	10	20

Menalind® professional / МЕНАЛИНД профэшнл

Очищающая пена



Применение

Используется для очищения кожи в интимной области от загрязнения. Перед использованием хорошо встряхнуть. Затем распылить на загрязненный участок кожи с расстояния около 20 см и дать хорошо впитаться. Бережно очистить кожу от загрязнений мягкой салфеткой или полотенцем.

Характеристики

Применяется для очищения кожи без воды и мыла. Содержит креатин, поддерживающий естественные защитные механизмы кожи, и нейтрализатор запаха в комбинации с ароматизатором. Нейтральный для кожи фактор pH. Хорошо дозируется и экономно расходуется. Для универсального применения: при уходе за лежачим больным, сменном суточном режиме работы, в длительных поездках. Дерматологически протестирована.

Артикул	Объем, л	Единица расчета	Штук в упаковке	Трансп. единица
995 029 2	0,4	аэрозольный баллон	1	12

Menalind® professional / МЕНАЛИНД профэшнл

Моющий лосьон



Применение

Рекомендуется использовать как гель для душа или для обмывания кожи.

1. Нанести на кожу и смыть водой.
2. Растворить 10 мл (3 дозы) моющего лосьона в 1,5 л теплой воды, протереть кожу полученным раствором, промокнуть насухо. Не требует дополнительного смывания.

Характеристики

Нежно очищает и смягчает чувствительную, зрелую и сухую кожу. Содержит пантенол, защищающий кожу от высыхания, и стимулирует ее регенерацию. Содержит ароматизатор и нейтрализатор запаха. Дерматологически протестирован и подходит для ежедневного применения.

Артикул	Объем, мл	Единица расчета	Штук в упаковке	Трансп. единица
995 027 0	500	флакон	1	12
995 040 0	250	флакон	1	20

Уход за кожей

Уход за пациентом

Menalind® professional / Меналинд профэшнл

Пена для ванны



Применение

Используется для принятия ванн.

Характеристики

Мягко очищает проблемную кожу. Содержит пантенол, предохраняющий кожу от высыхания и стимулирующий процесс ее регенерации, и миндальное масло. Нейтральный для кожи фактор pH. Содержит нейтрализатор запаха в комбинации с ароматизатором. Подходит для ежедневного применения. Дерматологически протестирована. Достаточно 1–2 колпачков на ванну.

Артикул	Объем, л	Единица расчета	Штук в упаковке	Трансп. единица
995 028 0	0,5	флакон	1	12

Menalind® professional / Меналинд профэшнл

Шампунь



Применение

Используется для мытья волос и кожи головы.

Характеристики

Мягко и тщательно очищает волосы, оказывая на них благотворное влияние – после применения волосы легко поддаются расчесыванию. Содержит пантенол, предохраняющий кожу от высыхания и стимулирующий процесс ее регенерации, и миндальное масло. Нейтральный для кожи фактор pH. Содержит нейтрализатор запаха в комбинации с ароматизатором. Подходит для ежедневного применения. Дерматологически протестирован.

Артикул	Объем, л	Единица расчета	Штук в упаковке	Трансп. единица
995 030 0	0,5	флакон	1	12

Menalind® professional / Меналинд профэшнл

Защитный крем с оксидом цинка



Применение

Используется для защиты участков кожи в области гениталий, подверженных агрессивному воздействию выделений.

Характеристики

Рекомендуется применять на подверженных трению участках кожи, а также на коже в интимной области для защиты от раздражающего действия мочи и кала. Образует на поверхности кожи защитную пленку. Содержит оксид цинка, обладающий подсушивающим и бактерицидным действием. Содержит питательный защитный комплекс Nutriskin (Нутрискин): жирные кислоты, аминокислоты, миндальное масло, креатин. Освежающий аромат и нейтрализатор запаха. Крем типа «вода в масле» для восстановления и поддержания трофических свойств кожи. Дерматологически протестирован.

Артикул	Объем, л	Единица расчета	Штук в упаковке	Трансп. единица
995 035 0	0,2	туба	1	12

Menalind® professional / Меналинд профэшнл

Прозрачный защитный крем без оксида цинка



Применение

Используется для защиты кожи под подгузником. Не ослабляет действие других продуктов по уходу за кожей.

Характеристики

Рекомендуется применять на подверженных трению участках кожи, а также на коже в интимной области для защиты от раздражающего действия мочи и кала. Образует на поверхности кожи прозрачную защитную пленку. Легко распределяется и впитывается. Содержит питательный защитный комплекс Nutriskin (Нутрискин): жирные кислоты, аминокислоты, миндальное масло, креатин. Обогащен гаммелисом. Уникальная формула – эмульсия типа «вода в масле – масло в воде» – способствует повышению качества ухода за кожей, восстанавливая и поддерживая трофические свойства кожи и обеспечивая прекрасную впитываемость. Освежающий аромат и нейтрализатор запаха. Дерматологически протестирован.

Артикул	Объем, л	Единица расчета	Штук в упаковке	Трансп. единица
995 026 2	0,2	туба	1	12

Menalind® professional / Меналинд профэшнл

Защитная пена (протектор) для кожи



Применение

Используется для длительной защиты кожи в областях, подверженных трению, воздействию агрессивных веществ (до 6 часов).

Характеристики

Образует на поверхности кожи пленку, которая защищает от агрессивного воздействия внешних факторов на протяжении 6 часов. Содержит пантенол, предохраняющий кожу от высыхания и стимулирующий ее регенерацию, и мощный увлажнитель – мочевины (карбамид). Содержит питательный защитный комплекс Nutriskin (Нутрискин): жирные кислоты, аминокислоты, миндальное масло, креатин. Дерматологически протестирована.

Артикул	Объем, л	Единица расчета	Штук в упаковке	Трансп. единица
995 037 1	0,1	аэрозольный баллон	1	12

Menalind® professional / Меналинд профэшнл

Защитное масло-спрей



Применение

Используется для специальной защиты сухой, увядающей кожи.

Характеристики

Создает на поверхности проблемной, сухой и зрелой кожи прозрачную пленку для защиты от дальнейшего обезвоживания. Содержит пантенол, предохраняющий кожу от высыхания и стимулирующий процесс регенерации, и миндальное масло. Легко наносится – выпускается в форме спрея. Дерматологически протестировано.

Артикул	Объем, л	Единица расчета	Штук в упаковке	Трансп. единица
995 036 1	0,2	аэрозольный баллон	1	12

Уход за кожей

Уход за пациентом

Menalind® professional / МЕНАЛИНД профэшнл

Тонизирующий гель



Применение

Используется при проведении массажных процедур, для снятия мышечного напряжения и в комплексе профилактики пролежней у лежачих больных.

Характеристики

Применяется для массажа и втирания в области затылка, плеч, рук и ног у пациентов при длительном постельном режиме. Расслабляет мускулатуру, оказывает освежающий и тонизирующий эффект. Содержит камфору и ментол, ускоряющие обменные процессы в коже и оказывающие противовоспалительное действие. Содержит питательный пантенол и миндальное масло. Избегать попадания в глаза и на слизистые оболочки.

Артикул	Объем, л	Единица расчета	Штук в упаковке	Трансп. единица
995 031 0	0,2	туба	1	12

Menalind® professional / МЕНАЛИНД профэшнл

Крем для рук



Применение

Используется для интенсивного ухода за кожей рук.

Характеристики

Нежно питает, увлажняет кожу рук и восстанавливает ее эластичность. Содержит креатин, поддерживающий естественные защитные механизмы кожи, и миндальное масло. Быстро впитывается, не оставляет жирной пленки. Крем типа «вода в масле» для оптимального питания кожи. Рекомендуется для людей с сухой проблемной кожей, а также для поддержания красоты, здоровья и ухоженности рук. Освежающий аромат и нейтрализатор запаха. Дерматологически протестирован.

Артикул	Объем, л	Единица расчета	Штук в упаковке	Трансп. единица
995 033 0	0,2	туба	1	12

Menalind® professional / МЕНАЛИНД профэшнл

Лосьон для тела



Применение

Интенсивный уход за кожей всех типов.

Характеристики

Питает и увлажняет чувствительную, сухую и зрелую кожу, восстанавливает ее эластичность. Содержит жирную кислоту льняного масла и креатин, поддерживающий защитные механизмы кожи. Содержит питательный защитный комплекс Nutriskin (Нутрискин): жирные кислоты, аминокислоты, миндальное масло, креатин. Эмульсия типа «вода в масле». Освежающий аромат и нейтрализатор запаха. Нейтральный для кожи фактор pH. Дерматологически протестирован.

Артикул	Объем, л	Единица расчета	Штук в упаковке	Трансп. единица
995 032 0	0,5	флакон с дозатором	1	12
995 041 0	0,25	флакон	1	20

Menalind® professional / Меналинд профэшнл

Масло для ухода за кожей



Применение

Нанести на предварительно вымытую сухую кожу и равномерно распределить.

Характеристики

Интенсивно питает, защищает, успокаивает проблемную, сухую и зрелую кожу. Содержит витамин Е, который является природным антиоксидантом, и миндальное масло. Моментажно впитывается, не оставляет жирной пленки. Не пачкает одежду. Рекомендуется для проведения массажных процедур, после посещения бассейна, солярия, сауны. Новая парфюмерная композиция и нейтрализатор запаха. Дерматологически протестировано.

Артикул	Объем, л	Единица расчета	Штук в упаковке	Трансп. единица
995 034 0	0,5	флакон	1	12

Vala® Fit tape / Вала Фит тейп

Одноразовые защитные нагрудники



Применение

Защищают одежду при кормлении пациентов и в стоматологической практике. Возможно использование при кормлении детей в качестве дополнительной защиты одежды от загрязнения.

Характеристики

Одноразовые защитные нагрудники с приемным карманом для жидкостей и остатков пищи с клеящимися полосками. Используются для защиты одежды при кормлении (пациентов и детей) и в стоматологии. Двухслойные: верхний слой – хорошо впитывающий материал из целлюлозы, отбеленной без использования хлора, нижний – влагонепроницаемая полиэтиленовая пленка оранжевого (абрикосового) цвета.



Артикул	Размер, см	Единица расчета	Штук в упаковке	Трансп. единица
992 253 2	38 x 65	упаковка	100	6

Vala® Fit band / Вала Фит бэнд

Защитные нагрудники



Применение

Защищают одежду при кормлении пациентов и в стоматологической практике. Возможно использование при кормлении детей в качестве дополнительной защиты одежды от загрязнения.

Характеристики

Одноразовые защитные нагрудники с приемным карманом для жидкостей и остатков пищи с усиленными полосками для завязывания на шее. Используются для защиты одежды при кормлении (пациентов и детей) и в стоматологии. Трехслойные: 2 слоя – хорошо впитывающий материал из целлюлозы, отбеленной без использования хлора, 1 слой – влагонепроницаемая полиэтиленовая пленка оранжевого (абрикосового) цвета.

Артикул	Размер, см	Единица расчета	Штук в упаковке	Трансп. единица
992 252 2	38 x 70	упаковка	100	6
992 272 0	38 x 50	упаковка	150	6

Vala® Fit eco / Вала Фит эко

Одноразовые салфетки многоцелевого применения



Характеристики

Трехслойные салфетки из небеленой целлюлозы вторичной переработки. Цвет – оранжевый (абрикосовый). Идеально подходят для гигиенической обработки вокруг рта после приема пищи.

Артикул	Размер, см	Единица расчета	Штук в упаковке	Трансп. единица
992 340 0	36 x 36	упаковка	50	20

Vala® Clean / Вала Клин

Одноразовые рукавички для мытья из нетканых материалов



Применение

Для интимной гигиены при недержании, индивидуальной гигиены во всех областях ухода за больными.

Характеристики

basic / бейсик – из мягкого износостойкого материала.

film / филм – мягкие одноразовые рукавицы, ламинированные изнутри, для проведения интимной гигиены.

Артикул	Модель	Размер / объем, см	Единица расчета	Штук в упаковке	Трансп. единица
992 245 1	бейсик (basic)	22,5 x 15,5	упаковка	50	40
992 243 0	филм (film)	23,5 x 15,5	упаковка	50	28

Vala® Clean soft / Вала Клин софт

Одноразовые рукавички для мытья из нетканых материалов



Применение

Для мытья тела, подходят для ежедневного применения.

Характеристики

Из особо мягкого ворсистого износостойкого нетканого материала, особо мягкие и впитывающие.

Артикул	Размер / объем, см	Единица расчета	Штук в упаковке	Трансп. единица
992 242 5	22,5 x 15,5	упаковка	50	20
992 269 5	22,5 x 15,5	упаковка	15	32

Vala® Clean roll / Вала Клин ролл

Одноразовые полотенца



Применение

После мытья рук, в качестве одноразовой салфетки для очистки поверхностей. В стерильном виде можно использовать в операционной.

Характеристики

Из рельефного нетканого материала, в рулоне. С перфорацией.

Артикул	Размер 1 полотенца	Единица расчета	Штук в упаковке	Трансп. единица
992 251 2	22 x 30 см, 175 листов	рулон	175	18

Vala® Clean box / Вала Клин бокс

Контейнер для хранения и изъятия одноразовых полотенец



Применение

Защищает рулон от загрязнения.

Характеристики

Контейнер для хранения и изъятия одноразовых полотенец Vala® Clean roll. Крепится на стене. Материал – пластик.

Артикул	Размер, см	Штук в упаковке	Единица расчета	Трансп. единица
996 858 3	28 x 25 x 18	1	штука	1

Vala® Clean / Вала Клин

Одноразовые салфетки многоцелевого применения



Применение

Используются для поддержания гигиены во всех областях ухода за больными, особенно в операционных, инфекционных отделениях и отделениях интенсивной терапии, а также в дерматологии и гериатрии.

Артикул	Модель	Размер, см	Единица расчета	Штук в упаковке	Трансп. единица
992 234 0	экстра	30 x 33	упаковка	50	12
992 339 1	эко	35 x 40	упаковка	50	20
992 341 0	эко	36 x 39	упаковка	30	20

Vala® Protect basic / Вала Протект бейсик

Защитные простыни



Применение

Используются в качестве одноразовых простыней.

Защитные простыни для покрытия кушеток, кроватей в гигиенических целях и для защиты от проникновения микробов.

Артикул	Размер, см	Единица расчета	Штук в упаковке	Трансп. единица
992 226 0	38 x 38	упаковка	250	8
992 227 0	80 x 140	упаковка	100	1
992 228 0	80 x 175	упаковка	100	1
992 229 0	80 x 210	упаковка	100	1
992 221 0	80 x 175	упаковка	25	4

Vala® Protect special / Вала Протект специальные

Защитные простыни



Характеристики

Защитные простыни для покрытия кушеток и кроватей в качестве одноразовой простыни в целях гигиены; с барьерной защитой от протекания, из усиленной пряжи со стержневой нитью, обеспечивающей повышенную износостойкость.

Характеристики

Простыни Vala® Protect special изготовлены из отбеленного материала, Vala® Protect special eco – из небеленого материала.

Артикул	Модель	Размер, см	Единица расчета	Штук в упаковке	Трансп. единица
992 238 0	специальные (special)	80 x 175	упаковка	100	1
992 239 0	специальные (special)	80 x 210	упаковка	100	1
992 258 0	специальные эко (special eco)	80 x 175	упаковка	100	1
992 259 0	специальные эко (special eco)	80 x 210	упаковка	100	1

Vala® Comfort blanket / Вала Комфорт блэнкет

Vala® Comfort pillow / Вала Комфорт пиллоу

Одноразовые одеяла и подушки



Применение

Для оптимальной гигиены во всех областях ухода за больными, особенно в инфекционных отделениях и отделениях гемотрансфузии, реанимации, дерматологии, отделениях неотложной помощи.

Характеристики

Из эластично-объемного нетканого полиэфирного материала. Очень легкие, мягкие и приятные, влаго- и воздухопроницаемые, свободные от пыли и ворса.

Артикул	Модель	Размер, см	Единица расчета	Штук в упаковке	Трансп. единица
992 332 0	блэнкет (одеяло)	135 x 195	упаковка	1	12
992 333 0	пиллоу (подушка)	40 x 50	упаковка	4	5

Vala® Comfort net / Вала Комфорт нэт

Одноразовые салфетки



Применение

Одноразовые салфетки многоцелевого применения. Используются в целях гигиены во всех областях ухода за больными, особенно в операционных, инфекционных отделениях и отделениях интенсивной терапии, а также в дерматологии и гериатрии.

Характеристики

Материал: мягкий, прочный, нетканый, с сетчатой структурой, хорошо впитывающий.

Артикул	Размер, см	Единица расчета	Штук в упаковке	Трансп. единица
992 330 0	35 x 38	упаковка	100	12

Vala® Comfort multi / Вала Комфорт мульти

Одноразовые салфетки



Применение

Одноразовые салфетки многоцелевого применения.

Используются для поддержания гигиены во всех областях ухода за больными, особенно в операционных, инфекционных отделениях и отделениях интенсивной терапии, а также в дерматологии и гериатрии.

Артикул	Размер, см	Единица расчета	Штук в упаковке	Трансп. единица
992 335 0	34 x 38	упаковка	50	24

Vala® Comfort standart / premium / Вала Комфорт стандарт / премиум

Одноразовые фартуки



Применение

Одноразовые фартуки из полиэтиленовой пленки для отличной защиты от пролива и брызг жидкостей.

Артикул	Модель	Размер, см	Единица расчета	Штук в упаковке	Трансп. единица
992 336 1	стандарт	75 x 125	упаковка	100	10
992 337 1	премиум	75 x 140	упаковка	100	10

SicSac® / ЗигЗаг

Одноразовые гигиенические пакеты для сбора рвотных масс



Применение

Гигиенические пакеты SicSac® / ЗигЗаг – удобное решение проблемы тошноты и рвоты в дороге, дома или ЛПО, способствуют соблюдению чистоты и отсутствию неприятного запаха.

Характеристики

Изготовлены из прочного полиэтилена, имеют специальное эластичное обжимное кольцо диаметром 11 см. Один гигиенический пакет способен вместить до 1 л жидкости. После использования пакет можно легко закрыть одним из четырех специальных зажимов для дополнительной защиты от протекания и неприятных запахов.

Артикул	Единица расчета	Штук в упаковке	Трансп. единица
999 586 1	упаковка	50	1
809 432 0	упаковка	3	60

Holzmundspatel HARTMANN

Деревянные шпатели



Применение

Для осмотра ротовой полости, нанесения мазей.

Характеристики

Из высококачественной древесины с закругленными, хорошо обработанными краями.

Артикул	Единица расчета	Штук в упаковке	Трансп. единица
968 900 3	упаковка	100	50

Не стерильно.

Pagavit® / Пагавит

Палочки с ватной головкой, пропитанные глицерином



Применение

Для гигиены полости рта, ухода за губами и полостью рта у пациентов с недостаточным слюнообразованием. Для пациентов с брекетами и для увлажнения полости рта перед операциями. Для ухода за ротовой полостью тяжелобольных пациентов.

Характеристики

Пропитаны глицерином и лимонной кислотой, натуральным экстрактом лимона и 0,1-процентным натрия бензоатом. Облегчают ежедневный уход за полостью рта. Профилактика заболеваний ротовой полости. Упакованы в индивидуальную упаковку по 3 шт.

Артикул	Единица расчета	Штук в упаковке	Трансп. единица
999 581 1	упаковка	25 x 3	8

WATTSTÄBCHEN / ВАТТЕСТАБХЕН

Палочки с маленькой / большой ватной головкой



Применение

Для нанесения мазей и гелей на раневую поверхность.

Характеристики

С маленькой ватной головкой (8 x 4 мм). Деревянные палочки диаметром 2 мм. В индивидуальной упаковке по 2 шт. Нестерильно.

С большой ватной головкой (26 x 10 мм). Полипропиленовые палочки диаметром 4 мм. В индивидуальной упаковке по 2 шт. Нестерильно.

Артикул	Модель	Длина палочки, см	Единица расчета	Штук в упаковке	Трансп. единица
967 936 9	с маленькой ватной головкой, нестерильно, деревянные	15	упаковка	100	200
967 939 8	с большой ватной головкой, нестерильно, пропиленовые	14	упаковка	50	20