



**Хирургические  
абсорбенты  
Телатраст для  
современной  
операционной**

## Telacomp® / Телакомп

Марлевые салфетки (стерильные)



### Применение

Для остановки кровотечений и обработки ран, удерживания и отведения органов и тканей тела.

### Характеристики

Марлевые салфетки из перевязочной марли DIN 61630-VM с подвернутыми обрезными кромками и вплетенной рентгеноконтрастной нитью Telatrast. Стерильные марлевые салфетки Telacomp® поставляются в двойной упаковке Peelpack с двойным контрольным стикером.

	Артикул	Размер, см	Количество в упаковке, шт.	Количество в трансп. уп., шт.
12 слоев	452 233	7,5 x 7,5	12 x 20	6
	452 135	10 x 10	16 x 10	6
	452 137	10 x 20	12 x 10	6
16 слоев	452 143	7,5 x 7,5	10 x 10	4
	452 245	10 x 10	10 x 20	6
32 слоя	452 165	10 x 10	10 x 10	6

## Telaprep® / Телапреп

Тампоны для препарирования (стерильные)



### Применение

Для препарирования.

### Характеристики

VM Тампоны для препарирования из перевязочной марли DIN 61630VM-24b в 24 нити. Из цельного куска, прочно скрученные, с вплетенной рентгеноконтрастной нитью Teletrast, поставляются в выдвигной коробке с разделителями.

	Артикул	Размер	Количество в упаковке, шт.	Количество в трансп. уп., шт.
Малые (1,5 x 0,8 см)	450 200	№ 1	30 x 20	4
Средние (2,0 x 1,0 см)	450 201	№ 2	16 x 20	4
Большие (2,6 x 1,4 см)	450 203	№ 3	16 x 20	4

## Telasling® / Теласлинг

Круглые тампоны из перевязочной марли (стерильные)



### Применение

Для остановки кровотечений и обработки ран.

### Характеристики

Круглые тампоны из перевязочной марли DIN 61630-VM 20 в 20 нитей. Из цельного куска, прочно скрученные, с вплетенной рентгеноконтрастной нитью Teletrast, с двойной контрольной карточкой, имеющей цифровой код.

	Размер	Артикул	Количество в упаковке, шт.	Количество в трансп. уп., шт.
С грецкий орех (диам. 2 см)	№ 2	451 103	30 x 10	4
Со сливу (диам. 3,2 см)	№ 3	451 104	20 x 10	6
С яйцо (диам. 3,9 см)	№ 4	451 109	18 x 10	6
Экстрабольшие (диам. 4,6 см)	№ 5	451 106	10 x 10	6
С кулак (диам. 5 см)	№ 6	451 105	7 x 10	6

## Telasorb® / Теласорб

Одноразовые салфетки для брюшной полости (стерильные)



### Применение

Для остановки кровотечений и обработки ран, удерживания и отведения органов и тканей тела.

### Характеристики

Для остановки кровотечений и обработки ран, удерживания и отведения органов и тканей тела с двойным контрольным стикером. Симметрично сложены и упакованы в стопки.

	Артикул	Размер, см	Количество в упаковке, шт.	Количество в трансп. уп., шт.
4 слоя, белые	453 541	20 x 30	16 x 5	6
	453 248	90 x 8	24 x 2	6
4 слоя, зеленые	470 020	50 x 60	15 x 2	3
	454 543	45 x 45	12 x 5	3
6 слоев, белые	453 263	45 x 45	18 x 2	3
6 слоев, зеленые	454 266	50 x 60	13 x 2	3

## Telacomp® / Телакомп

Марлевые салфетки (нестерильные)



### Применение

Для остановки кровотечений и обработки ран, удерживания и отведения органов и тканей тела.

### Характеристики

Марлевые салфетки из перевязочной марли DIN 61630-VM 20 в 20 нитей с подвернутыми обрезными кромками и вплетенной рентгеноконтрастной нитью. Нестерильные, с возможностью стерилизации. Упакованы в бумажные пакеты.

	Артикул	Размер, см	Количество в упаковке, шт.	Количество в трансп. уп., шт.
8 слоев	401 925	10 x 10	100	10
12 слоев	401 937	10 x 20	100	10
16 слоев	401 941	5 x 5	100	30
	401 943	7,5 x 7,5	100	10
	401 945	10 x 10	100	10

## Telaprep® / Телапреп

Тампоны для препарирования (нестерильные)



### Применение

Для препарирования.

### Характеристики

Тампоны для препарирования из перевязочной марли DIN 61630-VM 24b в 24 нити. Из цельного куска, прочно скрученные, с вплетенной рентгеноконтрастной нитью Teletrast, нестерильные.

	Артикул	Размер	Количество в упаковке, шт.	Количество в трансп. уп., шт.
Малые	489 290	№ 1	1000	6
Средние	489 291	№ 2	1000	6
Большие	489 293	№ 3	1000	6

Современные решения для операционной

Продукция  
для операционной

## Telasling® / Теласлинг

Круглые тампоны из перевязочной марли (нестерильные)



### Применение

Для остановки кровотечений и обработки ран.

### Характеристики

Круглые тампоны из перевязочной марли DIN 61630-VM 20 в 20 нитей. Из цельного куска, с вплетенной рентгеноконтрастной нитью Teletrast, нестерильные.

	Артикул	Размер	Количество в упаковке, шт.	Количество в трансп. уп., шт.
С грецкий орех (диам. 2 см)	482 293	№ 2	1000	6
Со сливу (диам. 3,2 см)	482 294	№ 3	2 x 500	1
С яйцо (диам. 3,9 см)	482 299	№ 4	4 x 250	1
Экстрабольшие (диам. 4,6 см)	400 493	№ 5	4 x 250	1
С кулак (диам. 5 см)	482 295	№ 6	4 x 125	1

## Telasorb® / Теласорб

Салфетки для брюшной полости одноразового использования (нестерильные)



### Применение

Для остановки кровотечений и обработки ран, удерживания и отведения органов и тканей тела.

### Характеристики

Предварительно выстиранные салфетки для брюшной полости одноразового использования в 20 нитей, 4- и 6-слойные, со вшитой рентгеноконтрастной пластинкой и петлей. Укомплектованы в пачки по 5 шт., нестерильные.

	Артикул	Размер, см	Количество в упаковке, шт.	Количество в трансп. уп., шт.
4 слоя, белые	760 543	45 x 45	24 x 5	1
	760 541	20 x 30	40 x 5	1
6 слоев, зеленые	761 566	50 x 60	12 x 5	1
6 слоев, белые	760 563	45 x 45	20 x 5	1